



Sampling bag, sterile with dechlorinating agent, 100 mL, 100 pcs

Termékszám:	2075333
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Sterile (certified), disposable, transparent polyethylene bags with trusted "Whirl-Pak" closure. Contains non-nutritive pill with 10mg sodium thiosulfate (will dechlorinate up to 10 mg Cl₂ in 100 mL sample) four 100mL fill-lines.

Műszaki adatok

Kapacitás:	177 mL ml Fill Line
Térfogat/ csomagméret:	100