



Tube, culture, w/ screw cap, 25 x 150 mm, 10/pk

Termékszám:	2096250
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

The cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Cap has a firmly bonded rubber liner, providing a sure and highly inert sealing surface.

Műszaki adatok

Átmérő:	25 mm
Hossz:	150 mm
Kapacitás:	Capacity to Neck 50 mL
Méretek (ÁxH):	25 mm x 150 mm
Speciális tulajdonság:	Tube, 25 x 150 mm
Térfogat/ csomagméret:	10 /pk