



SOTA10 pH electrode, 10 m fixed cable, without T-sensor

Termékszám:	LZX587
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Standard glass and reference system

Műszaki adatok

Bemerülő mélység:	105 mm
Elektrolit:	KCl/AgCl + KNO ₃ gel, suitable for high temperatures
Garancia:	6 hónap
Hossz:	140 mm
Kábel hossz:	10 m fixed cable
Membrán:	Ring diaphragm, porous PTFE, double
Méréstartomány:	0 - 14 pH
Működési hőmérséklet tartomány:	0 - 80 °C
Nyomástartomány:	3,5 bar