



Tube, culture, 16 x 150 mm, screw cap, 10/pk

Termékszám:	1436120
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Cap has a firmly bonded rubber liner providing a sure and highly inert sealing surface.

Műszaki adatok

Átmérő:	16 mm
Hossz:	150 mm
Kapacitás:	Capacity to Neck 20 mL
Méretek (ÁxH):	16 mm x 150 mm
Speciális tulajdonság:	Tube, 16 x 150 mm
Térfogat/ csomagméret:	10 /pk