



Bottle, sampling, polycarbonate, 500 mL, 4/pk

Termékszám:	2324539
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Transparent polycarbonate bottle with cap features wide mouth (3.8cm/1.48" diameter) opening for easy filling and square design for maximum space efficiency. Autoclavable with molded-in graduations (do not engage threads for autoclave cycle.)

Műszaki adatok

Body Material:	Polycarbonate
Kapacitás:	500 mL
Térfogat/ csomagméret:	4 /pk