



Be Right™



Bottle, Sampling, Polycarbonate, 1000 mL, 4/pk

Termékszám:	2324663
HUF Ár (nettó):	Elérhetőségünk
Szállítási dátum nem látható	

Transparent polycarbonate bottle with cap features wide mouth (3.8 cm/1.48" diameter) opening for easy filling and square design for maximum space efficiency. Autoclavable with molded-in graduations (do not engage threads for autoclave cycle.)

Műszaki adatok

Body Material:	Polycarbonate
Kapacitás:	1000 mL
Térfogat/ csomagméret:	4 /pk