



## Beaker, griffin, low form, glass, 100 mL

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| <b>Termékszám:</b>           | <b>50042H</b>  |
| HUF Ár (nettó):              | Elérhetőségünk |
| Szállítási dátum nem látható |                |

Griffin style (low form) beakers are the industry standard for a wide variety of lab applications. Graduations are high quality screen printing. Bull nose lip and molded pour spout minimize spillage in liquid transfer. Autoclavable, non-toxic and biologic

---

### Műszaki adatok

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Anyag:     | Glass, Griffin, Low Form |
| Anyaga:    | Glass                    |
| Egység:    | 1 each                   |
| Kapacitás: | 100 mL                   |